

FICHA TECNICA

Descripción	CATÉTER DE PRESIÓN WEDGE CON BALÓN.
Dimensiones	Doble lumen 6 Fr x 110 cm.
Código	AI-07126
Empaque	Individual
Contenido del Set	- Catéter Wedge de 6 Fr x 2 lumen x 110 cm - Diámetro del balón inflado: 10 mm. Capacidad máx. de inflación 1 cc - Jeringa de 1.10 cc con tope. - Se recomienda uso de introductor de 6 Fr. - Contiene látex.

	  	
Marca	ARROW INTERNATIONAL, USA	
Certificación	ISO 13485 :2003 - CE	
Esterilización	OE	