

**FICHA TECNICA**

<b>Descripción</b>	<b>Catéter con balón para Colangiografía laparoscopia doble lumen Arrow-Karlan.</b>
<b>Dimensiones</b>	4 Fr x 60 cm.
<b>Código</b>	<b>CS-01700</b>
<b>Empaque</b>	Individual
<b>Contenido del Set</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Catéter con balón Arrow-Karlan de 4 Fr x 60 cm. doble lumen radiolúcido.</li><li>-Guía curva de 10 Fr x 28,6 cm de poliuretano, radiopaca.</li><li>-Recubrimiento metálico.</li><li>-Jeringa de 1-1/4 cc luer-lock.</li><li>-Llave de tres pasos.</li><li>-Contiene látex.</li><li>-Envoltorio CRS (Papel Grado Médico)</li></ul>



**Hemisferio Sur S. A.**

Av. Francisco Bilbao 2829, Santiago, Chile

Tel: 56-2-3628000, Fax: 56-2-2045177

[www.hemisur.cl](http://www.hemisur.cl)



	
<b>Marca</b>	ARROW INTERNATIONAL, USA 
<b>Certificación</b>	ISO 13485 :2003 - CE
<b>Esterilización</b>	OE