



FICHA TECNICA

Descripción	Set de cateterización para hemodiálisis con tecnología Blue FlexTip® , tecnología You Bend® y ARROWg+ard® Antiséptica
Dimensiones	Doble lumen 12 Fr x 16cm
Código	CU-22122-F
Empaque	Unitario
Contenido del Set	<p>-Catéter doble lumen 12 Fr x 16cm poliuretano, radiopaco con tecnología Blue FlexTip® (punta azul flexible), ARROWg+ard® (cobertura antiséptica de superficie), líneas de extensión con tecnología You Bend® (extensiones maleables) con grampas y capuchón para sitio de inyección.</p> <p>-Guía metálica marcada 0.89mm de diámetro x 60cm con puntas suaves, una recta y otra en “J” con sistema Arrow Advancer™*.</p> <p>-Catéter 18 Ga x 2 1/2” radiopaco sobre aguja introductora 20 Ga. RW</p> <p>-Aguja introductora 18 Ga x 2-1/2” XTW y jeringa Arrow® Raulerson de 5 cc para introducción de guía.</p> <p>-Un transductor para prueba de presión.</p> <p>-Un dilatador.</p> <p>-Un campo de 24” x 36”</p> <p>-Un bisturí # 11</p> <p>-2 tapas para inyección intermitente UserGard®</p>



LUMEN	VOLUMEN DE CEBADO	AJUSTE VOLUMEN DE FLUJO/PRESION
Distal 12 Ga	1.6cc	220cc/min / 100 mmHg 370cc/min / 200 mmHg
Proximal 12 Ga	1.5cc	220cc/min / 100 mmHg 370cc/min / 200 mmHg



Marca	ARROW INTERNATIONAL, USA	
Certificación	FDA – CE	
Esterilización	OE	