



FICHA TÉCNICA

- Descripción** : SET DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL, DOBLE LUMEN CON BLUE FLEXTIP®
- Dimensiones** : Doble lumen 4 Fr X 13 cm.
- Código** : CS-14402
- Empaque** : Set Unitario
- Características** : - Catéter doblelumen 4 Fr. x 13 cm. Poliuretano radiopaco con Blue FlexTip®, líneas de extensión, clamps y capsula para sitio de inyección.
- Guía de alambre tipo resorte 018" (.46 mm) diámetro x 45 cm, con un extremo punta en "J" y el otro extremo punta recta suave con Arrow Advancer™*.
- Catéter 22 Ga. x 1-3/4" (4.45 cm) Radiopaco sobre aguja de 25 Ga RW.
- Fijador rápido de Clamp.
- Aguja introductora de 21 Ga. x 1-1/2" (3.81 cm)TW.
- Jeringa 5cc Luer- Slip.
- Dos dilatadores de tejido.
- Clamp para catéter.
- Libre de látex.



LUMEN	VOLUMEN DE CEBADO	FLUJO
Distal 22 Ga	0.25cc	410cc/h
Medial 22 Ga	0.31cc	650cc/h

FICHA TÉCNICA



- Marca** : Arrow
Procedencia : Estados Unidos
Esterilización : Óxido de Etileno (OE)
Libre de Látex : Si
Caducidad : Mayor a 12 meses
Almacenar a Temperatura Ambiente en lugar limpio y seco.
Certificaciones : CE, FDA, ISO 13485: 2003 Arrow