


- Descripción** : SET DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL, PENTA LUMEN ARROW-HOWES™, CON BLUE FLEXTIP®. Y ARROWG+ARD BLUE
- Dimensiones** : Penta lumen 8.5 Fr X 20cm.
- Código** : CS-25855
- Empaque** : Set Unitario
- Características** :
- Catéter pentalumen 8.5 Fr. x 20 cm. Poliuretano radiopaco con Blue FlexTip®, y ARROWG+ard®, (Tratamiento antiséptico de superficie del catéter) líneas de extensión, clamps y capsula para sitio de inyección.
 - Guía de alambre tipo resorte 032" (.81 mm) diámetro x 60 cm, con un extremo punta en "J" y el otro extremo punta recta suave con Arrow Advancer™*
 - Aguja introductora de 18 Ga. x 2-1/2"(6.35 cm) XTW
 - Catéter 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) Radiopaco sobre aguja de 20 Ga RW.
 - Jeringa 5 cc Luer Slip.
 - Dilatador de tejido.
 - Clamp para cateter
 - Fijador rápido de clamp.
 - Libre de Látex.



LUMEN	VOLUMEN DE CEBADO	FLUJO
Distal :16 Ga	0.65cc	4200cc/h
Medial 1: 14 Ga	0.69cc	5150cc/h
Medial 2: 18 Ga	0.33cc	1300cc/h
Medial 3: 18 Ga	0.35cc	1500cc/h
Proximal: 18 Ga	0.37cc	1450cc/h



- Marca** : Arrow
- Procedencia** : Estados Unidos
- Esterilización** : Óxido de Etileno (OE)
- Libre de látex** : Si
- Caducidad** : Mayor a 12 meses
Almacenar a Temperatura Ambiente en lugar limpio y seco.
- Certificaciones** : CE, FDA, ISO 13485: 2003 Arrow