


# FICHA TÉCNICA

- Descripción** : SET DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL,  
**DOBLE LUMEN CON BLUE FLEXTIP® Y ARROWG+ARD BLUE® SONDA PARA**
- Dimensiones** : Doble lumen 7 Fr X 20 cm.
- Código** : CV-26702-E
- Empaque** : Set Unitario
- Características** : - Catéter doblelumen 7 Fr. x 20 cm. Poliuretano radiopaco con Blue FlexTip® y ARROWg+ard®, (cubierta antiséptica de Clorhexidina y Sulfadiazina de Plata), líneas de extensión, clamps y capsula para sitio de inyección.  
- Guía de alambre tipo resorte 032" (.81 mm) diámetro x 60 cm, extremo punta en "J" y el otro extremo punta recta con Arrow Advancer™\*.  
- Fijador rápido de Clamp.  
- Transductor para prueba de presión.  
- Aguja introductora de 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW.  
- Jeringa 5cc Arrow Raulerson.  
- Dilatador de tejido.  
- Clamp para catéter.  
- Libre de Látex.



LUMEN	VOLUMEN DE CEBADO	FLUJO
Distal 16 Ga	0.47cc	3700cc/h.
Proximal 16 Ga	0.45cc	3000cc/h.

# FICHA TÉCNICA



- Marca** : Arrow  
**Procedencia** : Estados Unidos  
**Esterilización** : Óxido de Etileno (OE)  
**Libre de Látex** : Si  
**Caducidad** : Mayor a 12 meses  
Almacenar a Temperatura Ambiente en lugar limpio y seco.  
**Certificaciones** : CE, FDA, ISO 13485: 2003 Arrow