

FICHA TECNICA

Descripción	CATETER BALON INTRAAORTICO.
Dimensiones	8 Fr x 30cc
Código	IAB-05830-U
Empaque	Individual.
Contenido del Set	<ul style="list-style-type: none">- Un catéter de balón intraaórtico de 8 Fr. y 30 cc.- Una vaina de 8 Fr. x 15cm radiopaca de FEP (polimero de propileno-etileno-fluorinado), con válvula hemostática integrada y dilatador de tejido.- Una vaina 8 Fr. x 8cm.- Una vaina de 8Fr. x 15cm Super Arrow-Flex® radiopaca, válvula hemostática integrada y puerto leteral, llave de paso de 3 vías y dilatador de tejido.- 2 Guías metálicas 0.64mm de diámetro x 175cm con punta en "J" de 3mm.- Aguja introductora 18 Ga x 2-3/4 +/- 0.06" TW.- Un dilatador.- Un bisturí # 11.- 1 valvula y tubo conductor de conexión a consola.- 1 tubo monitorizador de presión de 152 cm.- 1 válvula de 3 vías.- 1 valvula de 1 vía.- 1 jeringa de 60cc Luer-Slip.- 1 protector de contaminacion para catéter Cath-Gard® de 34cm.



Hemisferio Sur S. A.

Av. Francisco Bilbao 2829, Santiago, Chile

Tel: 56-2-3628000, Fax: 56-2-2045177

www.hemisur.cl



	
Marca	ARROW INTERNATIONAL, USA 
Certificación	ISO 13485 :2003 - CE
Esterilización	OE