

FICHA TECNICA

Descripción	SET DE PICC PARA INYECCIÓN A PRESIÓN, CON BLUE FLEXTIP® Y GUÍA DE 80 CM CON PUNTA DE PALADIO.
Dimensiones	5 Fr. x 19-5/8" (50 cm)
Código	PR-05052-HP
Empaque	INDIVIDUAL
Esterilización	Óxido de Etileno
Libre de látex	Sí
Contenido del Set	<ul style="list-style-type: none">- Catéter doblelumen 5 Fr x 50cm, Poliuretano radiopaco con Blue FlexTip® (punta azul flexible), líneas de extensión con clamp, capuchón para sitio de inyección a presión y alas para suturas.- Introdutor radiopaco "Peel-Away" de 14 Ga. x 10 cm. sobre dilatador de 5 Fr.- Guía de alamebre marcada de .018" (0.46 mm) diámetro x 31-1/2" (80 cm), con extremo punta suave y recta de un lado y punta rígida recta del otro.- Guía de alambre de 0.018" (0.46 mm) diámetro x 17-3/4" (45 cm), con extremos puntas suave y rectas de ambos lados.- Aguja introductora de 21 Ga. x 7 cm TW con punta ecogénica.- Jeringa de 5 cc. Luer- Slip- Protector de piel al 79% envasado en bolsa laminada

Hemisferio Sur S. A.

Av. Francisco Bilbao 2829, Santiago, Chile

Tel: 56-2-3628000, Fax: 56-2-2045177

www.hemisur.cl



	<ul style="list-style-type: none">- Una grampa y un fijador de grampa de catéter (“<i>Second Site</i>”)- Sticker gráfico- Tarjeta para identificación del paciente.- Folleto de información paciente- Checklist de inserción de PICC.- Sistema de fijación de catéter StatLock®- Regla de papel- Lista de Chequeo de procedimiento de inserción- Tarjeta de identificación del paciente- Folleto de información del paciente.- Manual de uso.
--	---

Hemisferio Sur S. A.

Av. Francisco Bilbao 2829, Santiago, Chile

Tel: 56-2-3628000, Fax: 56-2-2045177

www.hemisur.cl



Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/hr)	Pump Flow Rate** (mL/hr)	MAX Pressure Injectable Flow Rate†† (mL/sec)
Distal (18 Ga.)	0.40	540	3106	4
Proximal (18 Ga.)	0.40	600	3490	4

Marca ARROW INTERNATIONAL, USA 

Certificación ISO 13485 :2003 - CE