






**FICHA TECNICA**

<b>Descripción</b>	<b>SET PARA INFUSIÓN RÁPIDA, RIC®.</b>
<b>Dimensiones</b>	8.5 Fr. x 6.4 cm
<b>Código</b>	<b>RC-09850</b>
<b>Empaque</b>	25 / caja – unidad
<b>Contenido del Set</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Un catéter 8.5 Fr. x 6.4 cm., Arrow- Flex radiopaco con dilatador de tejido.</li><li>- Una guía metálica . 025" (.64 mm)de diámetro x 33 cm. de longitud con ambas puntas suaves rectas.</li><li>- Un bisturí N° 11.</li><li>- Libre de látex.</li></ul>

	   
<p><b>Marca</b></p>	<p>ARROW INTERNATIONAL, USA </p>
<p><b>Certificación</b></p>	<p>ISO 13485 :2003 - CE</p>
<p><b>Esterilización</b></p>	<p>OE</p>