

FICHA TECNICA

Descripción	Neuroestimulador Multistim Switch
Código	1151-94-40
Empaque	Individual
Imágenes	

HEMISUR S.A es el representante exclusivo en Chile de Carefusion, Spacelabs, Natus, Dr. Mach, Högner, entre otras marcas. HEMISUR S.A aconseja el uso de accesorios e insumos originales con nuestros equipos, el reemplazo oportuno de los mismos otorga mayor vida útil al equipamiento a la vez que dan la seguridad necesaria en el cuidado de sus pacientes.

Hemisferio Sur S. A.

Av. Francisco Bilbao 2829, Santiago, Chile

Tel: 56-2-3628000, Fax: 56-2-2045177

www.hemisur.cl

	Batería Intensidad de la corriente Voltaje de estimulación Frecuencia de estimulación	9 V Max. 6 mApp / 20 mApp Max. 95 Vpp 1 Hz, 2 Hz
Marca	PAJUNK	
Requisitos Ambientales	Almacenar en lugar fresco y seco	
Especificaciones de Luz Led	N/A	
Pacientes	Adulto / Pediátrico	
Notas		

HEMISUR S.A es el representante exclusivo en Chile de Carefusion, Spacelabs, Natus, Dr. Mach, Högner, entre otras marcas. HEMISUR S.A aconseja el uso de accesorios e insumos originales con nuestros equipos, el reemplazo oportuno de los mismos otorga mayor vida útil al equipamiento a la vez que dan la seguridad necesaria en el cuidado de sus pacientes.