

Informações Técnicas - IT I58 TS

Technical Information on IT I58 TS
Informaciones Técnicas - IT I58 TS

- Suporte de soro (opcional)
- Infusion pole (optional)
- Soporte para suero (opcional)



- Blender (opcional)
- Blender (optional)
- Blender (opcional)

- Prateleira em aço inox (opcional)
- Stainless steel shelf (optional)
- Estante de acero inoxidable (opcional)



- Luminária auxiliar de LED com braço flexível
- Auxiliary LED lighting with flexible arm
- Iluminación auxiliar de LED con brazo flexible


- Cúpula de acrílico com aberturas lateral, frontal e posterior
- Acrylic hood with side, front and rear openings
- Cúpula de acrílico con aberturas lateral, frontal y posterior

- Passa-tubos duplo, (manga-iris opcional)
- dual tubing access grommet, (optional iris sleeve)
- Pasatubos doble, (manga iris opcional)



- 4 alças, facilitando a movimentação e o direcionamento
- Four handles to facilitate movement and steering
- 4 manijas, facilitan el movimiento y la dirección

- Porta lateral com leito deslizante
- Side door with sliding bed
- Puerta lateral con lecho deslizante



- Parachoques
- Bumpers
- Paragolpes

Painel IT I58 TS

IT I58 TS Panel
Panel IT I58 TS



- Temperatura do ar e da pele
- Air and skin temperature
- Temperatura del aire y de la piel

- Indicação da potência de aquecimento
- Heating power indicator
- Indicación de la potencia de calentamiento

- Versão com Babypuff® integrado (opcional)
- Version with integrated Babypuff® (optional)
- Versión con Babypuff® integrado (opcional)

- Modo de operação e alimentação
- Operating and power mode
- Modo de operación y potencia

- Teclas soft-touch de fácil acionamento
- Easy-to-operate keys
- Teclas de fácil accionamiento

- Diversos alarmes
- Various alarms
- Varias alarmas

CE
0434

Acessórios

Accessories
Accesorios

Características Characteristics Características	IT 158TS	IT 2158
Cilindros tipo E de Ar e O ₂ <i>Air and O₂ type E Cylinders</i> <i>Cilindros tipo E de Aire y O₂</i>	Opcional - 2un. <i>Optional</i>	Opcional - 4un. <i>Optional</i>
SpO ₂	N/A	Opcional <i>Optional</i>
Blender	Opcional <i>Optional</i>	Opcional <i>Optional</i>
Babypuff®	Opcional <i>Optional</i>	✓
Válvulas redutoras com manômetro e fluxômetro <i>Reducing valve with flowmeter and pressure gauge</i> <i>Válvula reductora con manómetro y medidor de flujo</i>	Opcional <i>Optional</i>	Opcional <i>Optional</i>
Reanimador com balão auto-inflável <i>Resuscitator with self-inflating bag</i> <i>Reanimador con bolsa autoinflable</i>	Opcional <i>Optional</i>	Opcional <i>Optional</i>
Aspirador <i>Aspirator</i> <i>Aspirador</i>	Opcional <i>Optional</i>	Opcional <i>Optional</i>

Especificações Técnicas

Technical Specifications
Especificaciones Técnicas

Especificações Técnicas Technical Specifications Especificaciones Técnicas	IT 158TS	IT 2158
Altura com carro na posição alta <i>Height with cart in the upper position</i> <i>Altura con carro en la posición alta</i>	124 cm	140 cm
Altura com carro na posição baixa <i>Height with cart in the lower position</i> <i>Altura con carro en la posición baja</i>	92 cm	90 cm
Comprimento <i>Length</i> <i>Largo</i>	102 cm	190 cm
Largura <i>Width</i> <i>Ancho</i>	56,5 cm	65 cm
Peso total com acessórios <i>Total weight with accessories</i> <i>Peso total con accesorios</i>	110 kg	150 kg
Duração das baterias <i>Battery life</i> <i>Duración de las baterías</i>	até 4h	até 4h

Características Characteristics Características	IT 158TS	IT 2158
Analizador de O ₂ <i>O₂ Analyzer</i> <i>Analizador de O₂</i>	N/A	Opcional <i>Optional</i>
Porta de acesso frontal <i>Front access door</i> <i>Puerta de acceso frontal</i>	✓	✓
Porta de acesso lateral <i>Side access door</i> <i>Puerta de acceso lateral</i>	✓	✓
Porta de acesso traseira <i>Rear access door</i> <i>Puerta de acceso trasera</i>	✓	✓
Cúpula de altura reduzida <i>Reduced-height hood</i> <i>Cúpula de altura reducida</i>	Opcional <i>Optional</i>	Opcional <i>Optional</i>
Prateleira em aço inox <i>Stainless steel shelf</i> <i>Estante de acero inoxidable</i>	Opcional <i>Optional</i>	Opcional <i>Optional</i>
Kit acoplador <i>Coupling kit</i> <i>Kit acople</i>	Opcional <i>Optional</i>	Opcional <i>Optional</i>
Suporte de soro <i>Serum Support</i> <i>Soporte para suero</i>	Opcional <i>Optional</i>	Opcional <i>Optional</i>
Ventilador Crossvent 2+i <i>Crossvent ventilator 2+i</i> <i>Ventilador Crossvent 2+i</i>	-	Opcional <i>Optional</i>

Especificações Técnicas Technical Specifications Especificaciones Técnicas	IT 158TS	IT 2158
Tensão <i>Voltage</i> <i>Tensión</i>	127V~ ou 220V~	Bivolt 100V~ ou 240V~
Carga Máxima do Leito <i>Maximum Load Bed</i> <i>Carga Máxima Cama</i>	7kg	7kg
Carga Máxima da Prateleira <i>Maximum Load Shelf</i> <i>Carga Máxima Estante</i>	10kg	10kg
Carga Máxima do Suporte Soro <i>Maximum Load Serum support</i> <i>Carga Máxima Soporte para Suero</i>	2kg	2kg

*Configurações especiais podem ser fornecidas mediante consulta
*Special configurations can be supplied on request
*Configuraciones especiales se pueden suministrar a petición